

表2. 「微生物検出用イムノクロマトキット大腸菌0157」による各種菌株の検出

## &lt;方法&gt;

各菌株の培養液から回収した菌体を各培地を用いて、 $1.0 \times 10^8$  CFU/mLになるように調製しました。  
『微生物検出用イムノクロマトキット大腸菌0157』の取扱説明書に従い、この液を処理した後、  
テストストリップによる検査を行いました。

## &lt;結果&gt;

次の表の通りです。試験した菌株にはいずれも交差反応が認められませんでした。

※一部の*Citrobacter freundii*および*Salmonella Urbana*は、大腸菌0157と同一抗原を保有しているため、交差反応を示す可能性があります（参考文献）。

菌株	菌株番号	培地			
		ノボビオシン を添加した TA10 Broth	mEC培地	ノボビオシン 加mEC培地	ノボビオシン 加mTSB培地
<i>Citrobacter freundii</i>	PSC-Y230102	—	—	—	—
<i>Citrobacter freundii</i>	PSC-Y230103	—	—	—	—
<i>Citrobacter freundii</i>	JCM 1657	—	—	—	—
<i>Citrobacter koseri</i>	PSC-Y230201	—	—	—	—
<i>Citrobacter rodentium</i>	NBRC105723	—	—	—	—
<i>Cronobacter sakazakii</i>	NBRC102416	—	—	—	—
<i>Edwardsiella tarda</i>	NBRC105688	—	—	—	—
<i>Enterobacter aerogenes</i>	NBRC13534	—	—	—	—
<i>Enterobacter cloacae</i>	NBRC13535	—	—	—	—
<i>Enterobacter kobei</i>	PSC-Y250201 分離菌株	—	—	—	—
<i>Erwinia carotovora</i>	IFO 3380	—	—	—	—
<i>Escherichia albertii</i>	NBRC107761	—	—	—	—
<i>Escherichia blattae</i>	NBRC105725	—	—	—	—
<i>Escherichia coli</i>	JCM 1649	—	—	—	—
<i>Escherichia coli</i> 0103:H11	RIMD05092051	—	—	—	—
<i>Escherichia coli</i> 0103:H2	RIMD05092043	—	—	—	—
<i>Escherichia coli</i> 0111:H8	RIMD05092026	—	—	—	—
<i>Escherichia coli</i> 0111:HNM	RIMD05092014	—	—	—	—
<i>Escherichia coli</i> 0111:HNM	RIMD05092015	—	—	—	—
<i>Escherichia coli</i> 0111:K58 (B4) :H-	PSC-R010131	—	—	—	—
<i>Escherichia coli</i> 0121:H19	RIMD05092056	—	—	—	—
<i>Escherichia coli</i> 0121:H19	RIMD05092057	—	—	—	—
<i>Escherichia coli</i> 0145:HNM	RIMD05092063	—	—	—	—
<i>Escherichia coli</i> 0145:NM	RIMD05091870	—	—	—	—
<i>Escherichia coli</i> 016:H-K92	PSC-Y210107	—	—	—	—
<i>Escherichia coli</i> 026	PSC-R010118 分離菌株	—	—	—	—
<i>Escherichia coli</i> 026:H11	RIMD05091994	—	—	—	—
<i>Escherichia coli</i> 026:H11	RIMD05092001	—	—	—	—
<i>Escherichia coli</i> 026:H46	RIMD0509624	—	—	—	—
<i>Escherichia coli</i> 026:HNM	RIMD05091964	—	—	—	—
<i>Escherichia coli</i> 026:K60	PSC-R010130	—	—	—	—
<i>Escherichia coli</i> 045:H10:KUT	RIMD0509409	—	—	—	—
<i>Escherichia coli</i> 045:H2	RIMD05091858	—	—	—	—
<i>Escherichia coli</i> 091	RIMD05092040	—	—	—	—
<i>Escherichia fergusonii</i>	NBRC102419	—	—	—	—
<i>Escherichia hermannii</i>	PSC-R010201	—	—	—	—
<i>Escherichia hermannii</i>	PSC-R010202	—	—	—	—
<i>Escherichia vulneris</i>	NBRC102420	—	—	—	—
<i>Hafnia alvei</i>	PSC-Y460102	—	—	—	—
<i>Hafnia alvei</i>	PSC-Y460101	—	—	—	—
<i>Klebsiella oxytoca</i>	NBRC102593	—	—	—	—
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	NBRC14940	—	—	—	—
<i>Morganella morganii</i>	NBRC3848	—	—	—	—
<i>Proteus mirabilis</i>	NBRC105697	—	—	—	—
<i>Proteus vulgaris</i>	PSC-R180201	—	—	—	—
<i>Providencia alcalifaciens</i>	NBRC105687	—	—	—	—
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	PSC-R140101 分離菌株	—	—	—	—
<i>Salmonella</i> Enteritidis	JCM1652	—	—	—	—
<i>Salmonella</i> Enteritidis	PSC-R020304 分離菌株	—	—	—	—
<i>Salmonella</i> Enteritidis	PSC-R020305 分離菌株	—	—	—	—
<i>Salmonella</i> Enteritidis	IFO 3313	—	—	—	—
<i>Salmonella</i> Enteritidis	RIMD1933006	—	—	—	—
<i>Salmonella</i> Hadar	PSC-R020701	—	—	—	—
<i>Salmonella</i> Haifa	PSC-R020501 分離菌株	—	—	—	—
<i>Salmonella</i> Infantis	PSC-R020404	—	—	—	—
<i>Salmonella</i> Infantis	PSC-R020102 分離菌株	—	—	—	—
<i>Salmonella</i> Infantis	PSC-R020401 分離菌株	—	—	—	—
<i>Salmonella</i> Infantis	PSC-R020403 分離菌株	—	—	—	—
<i>Salmonella</i> Infantis	PSC-R029902 分離菌株	—	—	—	—
<i>Salmonella</i> Infantis	PSC-R029903 分離菌株	—	—	—	—
<i>Salmonella</i> Infantis	PSC-R029904 分離菌株	—	—	—	—
<i>Salmonella</i> Infantis	PSC-R029905 分離菌株	—	—	—	—
<i>Salmonella</i> Infantis	PSC-R029909 分離菌株	—	—	—	—
<i>Salmonella</i> Manhattan	PSC-R020601 分離菌株	—	—	—	—
<i>Salmonella</i> Paratyph B	PSC-R021101	—	—	—	—
<i>Salmonella</i> Senftenberg	PSC-R020801	—	—	—	—
<i>Salmonella</i> Tennessee	PSC-R021001	—	—	—	—
<i>Salmonella</i> Thompson	PSC-R020901	—	—	—	—
<i>Salmonella</i> Typhimurium	PSC-R020402 分離菌株	—	—	—	—
<i>Salmonella</i> Typhimurium	PSC-R029906 分離菌株	—	—	—	—
<i>Salmonella</i> Typhimurium	PSC-R029907 分離菌株	—	—	—	—
<i>Salmonella</i> Typhimurium	PSC-R029908 分離菌株	—	—	—	—
<i>Serratia liquefaciens</i>	PSC-Y270101	—	—	—	—
<i>Serratia marcescens</i>	PSC-R190101	—	—	—	—
<i>Yersinia enterocolitica</i>	PSC-R030102	—	—	—	—
<i>Staphylococcus aureus</i>	PSC-R090111	—	—	—	—

判定：「+」陽性、「-」陰性

参考文献：日本食品微生物学会雑誌，16，215-220（1999）。